


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Pop5 Per Wb E Elisa - Q969H6

Numero articolo: CM0021789



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità specifico per POP5 umana, subunità chiave dei complessi ribonucleasi P e MRP coinvolti nella maturazione di tRNA e rRNA. Convalidato per WB e ELISA; reattività crociata con esseri umani e ratto. - Q969H6

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	POP5 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	RPP2; RPP20; hPop5; HSPC004; POP5
Specie	Uomo
ID gene	51367
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 della POP5 umana (NP_057002.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q969H6
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio