

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pop7 Per Wb, Elisa - 075817

Numero articolo: CM0024924



introduzione

Convalidare l'espressione endogena di POP7 con questo anticorpo policlonale coniglio (075817) per Western blot e ELISA; adatto per investigare i complessi ribonucleasici P/MRP nella lavorazione del tRNA e rRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	POP7 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	RPP2; RPP20; 0610037N12Rik; POP7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10248
GeneID	10248
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-140 di POP7 umano (NP_005828.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	075817
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio