

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-PorcN Per Wb Ed Elisa - Q9H237

Numero articolo: CM0015662



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al PORCN umano, una palmitoleoiltransferasi della segnalazione Wnt, validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla via di segnalazione Wnt e sulle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio anti-PORCN
Note/Alias	PPN; DHOF; FODH; MG61; PORC; PORCN
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	64840
ID Gene	64840
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 220-320 del PORCN umano (NP_982299.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9H237
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio