

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pot1 Per Wb, Elisa - Q9Nux5

Numero articolo: CM0015814



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro POT1, validato per WB ed ELISA. Reagisce con POT1 umano e murino, un componente del complesso shelterin essenziale per la regolazione e la protezione della lunghezza dei telomeri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	POT1 Rabbit pAb
Note/Alias	GLM9; CMM10; HPOT1; POT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	25913
GeneID	25913
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 497-634 di POT1 umano (NP_056265.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9NUX5
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio