

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pou1F1 Per Wb E Elisa - P28069

Numero articolo: CM0024466



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro la proteina umana POU1F1 (PIT1/GHF-1), validato per Western blot e ELISA. Ideale per ricerche sullo sviluppo pituitario e sui fattori di trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	POU1F1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PIT1; CPHD1; GHF-1; Pit-1; POU1F1a; POU1F1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5449
GeneID	5449
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 124-273 della POU1F1 umana (NP_000297.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P28069
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa ghiacciata