

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pou1F1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P28069

Numero articolo: CM0023812



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro POU1F1 (PIT1/GHF-1), adatto per Western blot, immunofluorescenza, immunoistochimica ed ELISA. Rileva POU1F1 umano, murino e del ratto, un fattore di trascrizione specifico dell'ipofisi coinvolto nella regolazione dell'ormone della crescita e della prolattina. Ideale per la ricerca sullo sviluppo ipofisario e endocrino.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	POU1F1 Rabbit pAb
Note/Alias	PIT1; CPHD1; GHF-1; Pit-1; POU1F1a
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5449
ID Gene	5449
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P28069
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio