

Anticorpo Policlonale Anti-Pou2Af1 Per Wb E Elisa - Q16633

Numero articolo: CM0029176



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro POU2AF1, un coattivatore trascrizionale specifico delle cellule B essenziale per la formazione del centro germinativo. Validato per WB e ELISA, cross-reattivo con umano, topo, ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	POU2AF1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BOB1; OBF1; OCAB; OBF-1; POU2AF1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5450
ID Gene	5450
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-256 di POU2AF1 umano (NP_006226.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16633
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio