

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pou2F1/Oct1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P14859

Numero articolo: CM0008432



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro POU2F1/OCT1 umano, validato per WB, IHC-P e ELISA. Rileva POU2F1 (~76 kDa) di origine umana, murina e di ratto. Adatto per studi sulla regolazione della trascrizione, la segnalazione dei recettori nucleari e i meccanismi di infezione da HSV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	POU2F1/OCT1 Rabbit mAb
Note/Alias	OCT1; OTF1; Oct1Z; oct-1B; POU2F1/OCT1
Specie	Umana
GeneID (umano)	5451
GeneID	5451
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P14859
Peso proteico	76 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio