

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pou2F1/Oct1 Per Wb, Elisa - P14859

Numero articolo: CM0022262



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro POU2F1/OCT1 umano, offerto per applicazioni WB ed ELISA, con reattività crociata con il ratto e un peso molecolare previsto di 76 kDa. Ideale per studi sui fattori di trascrizione e sulla cromatina. UniProt P14859.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	POU2F1/OCT1 pAb di coniglio
Note/alias	OCT1; OTF1; Oct1Z; oct-1B; POU2F1/OCT1
Specie	Umano
GeneID (umano)	5451
GeneID	5451
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 15-290 di POU2F1/OCT1 umano (NP_001185712.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P14859
Peso della proteina	76 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante