

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pou2F2 (Oct2) Per Wb Ed Elisa - P09086

Numero articolo: CM0021055



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro POU2F2 umano (OCT2, OTF2), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per studi sui fattori di trascrizione e sulla regolazione delle cellule B e delle immunoglobuline.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | POU2F2 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/alias          | OCT2; OTF2; Oct-2; POU2F2                                                                                                       |
| Specie              | Umano                                                                                                                           |
| GeneID (umano)      | 5452                                                                                                                            |
| GeneID              | 5452                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-479 di POU2F2 umano (NP_001193954.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto                                                                                                              |
| SWISS               | P09086                                                                                                                          |
| Peso della proteina | 51 kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                              |