


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pou2F3 Per Wb, Elisa - Q9UKi9

Numero articolo: CM0013788



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro POU2F3 umano (Oct-11), adatto per WB e ELISA, reagisce in modo crociato con il topo. Bersaglia un fattore di trascrizione coinvolto nella differenziazione dei cheratinociti e nella funzione delle cellule a ciuffo. Ideale per la ricerca sull'immunità dermatologica e mucosa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	POU2F3 Rabbit pAb
Note/Alias	PLA1; OCT11; PLA-1; Epoc-1; OCT-11; OTF-11; Skn-1a; POU2F3
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	25833
ID gene	25833
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di POU2F3 umano (NP_055167.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9UKI9
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio