

Anticorpo Policlonale Anti-Pou3F1 Per Wb, Elisa - Q03052

Numero articolo: CM0022417

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-POU3F1 diretto contro il fattore di trascrizione OCT6/SCIP umano. Validato per applicazioni di Western blot ed ELISA, con reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca neuroscientifica e sulle cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	POU3F1 Rabbit pAb
Note/alias	OCT6; OTF6; SCIP; POU3F1
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	5453
ID del gene	5453
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 del POU3F1 umano (NP_002690.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q03052
Peso della proteina	45kDa
Spedizione	Borsa refrigerante