

Anticorpo Policlonale Anti-Pou3F2 Per Wb, Elisa - P20265

Numero articolo: CM0023329



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio purificato per affinità contro il fattore di trascrizione umano POU3F2 (BRN2, OCT7). Validato per Western blot e ELISA; indirizzato alla linea neuroectodermica. Ideale per studi sulla differenziazione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	POU3F2 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	BRN2; OCT7; OTF7; OTF-7; POUF3; brn-2; oct-7; N-Oct3; POU3F2
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	5454
ID Gene	5454
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-68 di POU3F2 umano (NP_005595.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P20265
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio