

Anticorpo Policlonale Anti-Pou3F4 Per Wb Ed Elisa - P49335

Numero articolo: CM0019362

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro POU3F4 umano (BRN-4), validato per WB ed ELISA. Rileva POU3F4 umano, murino e di ratto. Adatto per la ricerca neuroscientifica e gli studi sui fattori di trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	POU3F4 Rabbit pAb
Note/alias	BRN4; DFN3; OTF9; BRN-4; DFNX2; OCT-9; OTF-9; BRAIN-4; POU3F4
Specie	Umano
ID genico (umano)	5456
ID genico	5456
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 di POU3F4 umano (NP_000298.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P49335
Peso molecolare	39 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante