

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pou4F1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q01851

Numero articolo: CM0023253

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro POU4F1 umano (BRN3A), cross-reattivo con topo e ratto. Validato in WB, IF/ICC ed ELISA. Ideale per studi sulla differenziazione neuronale, apoptosi e regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio anti-POU4F1
Note/Alias	BRN3A, RDC-1, ATITHS, Oct-T1, brn-3A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5457
ID Gene	5457
Immunogeno	Proteina ricombinante; Un peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 di POU4F1 umano (NP_006228.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q01851
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio