

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pou4F2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q12837

Numero articolo: CM0024460

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia POU4F2 (BRN3B) umano. Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per studi sulla differenziazione delle cellule gangliari retiniche e sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	POU4F2 Rabbit pAb
Note / Alias	BRN3B; BRN3.2; Brn-3b; POU4F2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5458
GeneID	5458
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di POU4F2 umano (NP_004566.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q12837
Peso proteico	43 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio