

Anticorpo Policlonale Anti-Pou4F3 Per Wb, Elisa - Q15319

Numero articolo: CM0025378

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting su POU4F3 umano (BRN3C), validato per Western blot e ELISA. Adatto per la ricerca sullo sviluppo del sistema uditivo e sulla differenziazione delle cellule ciliate dell'orecchio interno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	POU4F3 Coniglio pAb
Note/Alias	BRN3C; DFNA15; DFNA42; DFNA52; POU4F3
Specie	Umano
Gene ID	5459
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-180 di POU4F3 umano (NP_002691.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q15319
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio