

Anticorpo Monoclonale Coniugato Con Coniglio Anti-Pp1 Beta Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62140

Numero articolo: CM0011260

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che mira alla subunità catalitica umana PP1 beta (P62140). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reattività incrociata con topo e ratto. Essenziale per la ricerca sulla divisione cellulare, il metabolismo del glicogeno e la via di segnalazione MAPK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio PP1 beta
Note/Alias	MP; PP1B; PP1c; NSLH2; PP-1B; PPP1CD; PP1beta; PPP1beta; HEL-S-80p; PP1 beta
Specie	Umano
GeneID (umano)	5500
GeneID	5500
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 228-327 della PP1 beta umana (P62140).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62140
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio