

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pp1 Beta Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62140

Numero articolo: CM0013083

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PP1 beta umano (PPP1CB) per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Rileva una proteina di 37 kDa. Validato per studi sul ciclo cellulare, sul metabolismo del glicogeno e sul ritmo circadiano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PP1 beta Rabbit pAb
Note/alias	MP; PP1B; PP1c; NSLH2; PP-1B; PPP1CD; PP1beta; PPP1beta; HEL-S-80p; PP1 beta
Specie	Umano
GeneID	5500
Immunogeno	Peptide sintetico (un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 227-327 della PP1 beta umana (NP_002700.1))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P62140
Peso della proteina	37 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante