

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pp1 Beta Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62140

Numero articolo: CM0012829

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PP1 beta umano (PPP1CB) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Essenziale per la divisione cellulare, il metabolismo del glicogeno e la segnalazione MAPK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PP1 beta pAb di coniglio
Note/Alias	MP; PP1B; PP1c; NSLH2; PP-1B; PPP1CD; PP1beta; PPP1beta; HEL-S-80p; PP1 beta
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5500
GeneID	5500
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 227-327 di PP1 beta umano (NP_002700.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P62140
Peso della proteina	37 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico