

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pp2A-A α /Pr65A/Ppp2R1A Per Wb, If/Icc, Elisa - P30153

Numero articolo: CM0029476



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce PP2A-A α /PR65 α /PPP2R1A umano, una subunità impalcatura della proteina fosfatasi 2A. Adatto per WB, IF/ICC ed ELISA in campioni di origine umana, murina e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio PP2A-A α /PR65 α /PPP2R1A (pAb)
Note/Alias	MRD36; PP2AA; PR65A; PP2AAALPHA; PP2A-Aalpha; PP2A-A α /PR65 α /PPP2R1A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5518
ID Gene	5518
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di PP2A-Aalpha/PR65 α /PP2A-A α /PR65 α /PPP2R1A umano (NP_055040.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P30153
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio