


Anticorpo Policlonale Anti-Pp2A-A β /Pr65B/Ppp2R1B Per Wb, Elisa - P30154

Numero articolo: CM0021567



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PP2A-A β /PR65 β /PPP2R1B umano, la subunità scaffold della fosfatasi proteica 2A. Validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso il ratto. Adatto per lo studio della segnalazione di PP2A, della regolazione del ciclo cellulare e della ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PP2A-A β /PR65 β /PPP2R1B pAb di coniglio
Note/Alias	PPP2R1B; PP2A-A β ; PR65B; subunità scaffold A β della fosfatasi proteica 2; PP2A-A β /PR65 β /PPP2R1B
Specie	Umano
ID gene	5519
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 502-601 di PP2A-A β /PR65 β /PPP2R1B umano (NP_002707.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P30154
Peso della proteina	52 kDa/61 kDa/66 kDa/73 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante