

Anticorpo Monoclonale Anti-Pp2A-B55A/Pr55A/Ppp2R2A Per Wb, Elisa - P63151

Numero articolo: CM0007200



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A umano validato per WB e ELISA. Riconosce una proteina di 52 kDa e presenta reazione crociata con il topo. Ideale per studi sul ciclo cellulare e sulla mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A Rabbit mAb
Note/Alias	B55A; PR52A; PR55A; B55ALPHA; PR55alpha; PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5520
GeneID	5520
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 94-194 della proteina umana PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A (NP_002708.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P63151
Peso proteico	52 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio