

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pp2A-B55A/Pr55A/Ppp2R2A - P63151

Numero articolo: CM0014540



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro PP2A-B55 $\alpha$ /PR55 $\alpha$ /PPP2R2A (PPP2R2A) umano. Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | Anticorpo policlonale di coniglio PP2A-B55 $\alpha$ /PR55 $\alpha$ /PPP2R2A                                                                                        |
| Note/alias          | B55A; PR52A; PR55A; B55ALPHA; PR55alpha; PP2A-B55 $\alpha$ /PR55 $\alpha$ /PPP2R2A                                                                                 |
| Specie              | Umano                                                                                                                                                              |
| GeneID (umano)      | 5520                                                                                                                                                               |
| GeneID              | 5520                                                                                                                                                               |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-200 di PP2A-B55 $\alpha$ /PR55 $\alpha$ /PPP2R2A umano (NP_002708.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                                              |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                                          |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto                                                                                                                                                 |
| SWISS               | P63151                                                                                                                                                             |
| Peso della proteina | 52 kDa                                                                                                                                                             |
| Spedizione          | Ghiaccio sintetico                                                                                                                                                 |