

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pp2A-B55A/Pr55A/Ppp2R2A Per Wb, Ihc-P, Elisa - P63151

Numero articolo: CM0020376



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Essenziale per la ricerca sulla regolazione del ciclo cellulare e sulle fosfatasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A pAb coniglio
Note/Alias	B55A; PR52A; PR55A; B55ALPHA; PR55alpha; PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5520
ID Gene	5520
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-447 di PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A umano (NP_002708.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P63151
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio