


Anticorpo Policlonale Anti-Pp2A-B56Δ/Pr61Δ/Ppp2R5D Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14738

Numero articolo: CM0023533



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio rivolto a PP2A-B566 (PPP2R5D) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per studiare la funzione della subunità regolatoria della protein fosfatasi 2A.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PP2A-B566/PR616/PPP2R5D Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	B56D; MRD35; B56delta; PP2A-B566/PR616/PPP2R5D
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5528
GeneID	5528
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14738
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio