


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pp2A-B56Δ/Pr61Δ/Ppp2R5D Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14738

Numero articolo: CM0003335



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro PP2A-B56δ umano (PPP2R5D). Adatto per WB, IHC-P, ELISA; reagisce in modo incrociato con Umano, Topo, Ratto. Immunogeno ricombinante (aa 480-602), 70kDa. Per uso in ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5D
Note/Alias	B56D; MRD35; B56delta; PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5D
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5528
GeneID	5528
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 480-602 di PPP2R5D umano (NP_006236.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14738
Peso Proteico	70kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio