


Anticorpo Policlonale Anti-Pp2A-B56Δ/Pr61Δ/Ppp2R5E Per Wb, Elisa - Q16537

Numero articolo: CM0020332



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro PP2A-B566/PR616 (PPP2R5E) umano, validato per WB ed ELISA con cross-reattività verso il ratto. Ideale per studi sulla segnalazione fosforilativa e per lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PP2A-B566/PR616/PPP2R5E pAb di coniglio
Note/Alias	B56E; B56epsilon; PP2A-B566/PR616/PPP2R5E
Specie	Umano
GeneID (umano)	5529
GeneID	5529
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Ratto
SWISS	Q16537
Peso della proteina	55 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio