


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Pp2A-B56Γ/Pr61Γ/Ppp2R5C Per Wb, Elisa - Q13362

Numero articolo: CM0025011



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C, validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della risposta al danno del DNA, della segnalazione ERK e della regolazione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C Rabbit pAb
Note/Alias	B56G; PR61G; B56gamma; PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5527
GeneID	5527
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-320 di PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C umana (NP_848702.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13362
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio