

Anticorpo Policlonale Anti-Pp2A-B56B/Pr61B/Ppp2R5B Per Wb E Elisa - Q15173

Numero articolo: CM0021558

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia PP2A-B56 β /PR61 β /PPP2R5B umano, validato per WB e ELISA con reattività crociata verso ratto. Ideale per studi sulla regolazione della PP2A, la segnalazione di AKT1 e le fosfatasi citoplasmatiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PP2A-B56 β /PR61 β /PPP2R5B Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	B56B; PR61B; B56beta; PP2A-B56 β /PR61 β /PPP2R5B
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5526
GeneID	5526
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-497 di PP2A-B56 β /PR61 β /PPP2R5B umano (NP_006235.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Ratto
SWISS	Q15173
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio