


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pp2A Catalitica A Per Wb, Ihc-P, If/Icc - P67775

Numero articolo: CM0028885



introduzione

pAb coniglio anti-PP2A Catalitica α (P67775) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA con reattività crociata umana, murina e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione PP2A, della regolazione del ciclo cellulare e del controllo della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb coniglio PP2A Catalitica α
Osservazioni/Alias	RP-C; PP2Ac; PP2CA; NEDLBA; PP2Calpha; PP2A Catalitica α
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5515
GeneID	5515
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-309 della PP2A Catalitica α umana (NP_002706.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P67775
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio