

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pp2A Catalitica B (Ppp2Cb) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62714

Numero articolo: CM0025020

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega alla subunità catalitica beta isoforma (PPP2CB) del PP2A umano. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione PP2A e dei complessi STRIPAK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PP2A Catalitica β Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PP2CB; PP2Abeta; PP2A Catalitica β
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5516
GeneID	5516
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-309 del PP2A Catalitica β umano (NP_001009552.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62714
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio