


Anticorpo Policlonale Anti-Ppa1 Per Wb, Elisa - Q15181

Numero articolo: CM0019776



introduzione

Anticorpo Policlonale Anti-PPA1 da coniglio validato per WB e ELISA con reattività crociata verso essere umano, topo, ratto. Bersaglia l'inorganica pirofosfatasi, essenziale per l'idrolisi del difosfato e la defosforilazione di JNK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PPA1 Rabbit pAb
Note / Alias	PP; PP1; IOPPP; HEL-S-66p; SID6-8061; PPA1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5464
GeneID	5464
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-289 della PPA1 umana (NP_066952.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q15181
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio