


Anticorpo Policlonale Anti-Ppa1 Per Wb, Elisa - Q15181

Numero articolo: CM0018362



introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità prodotto in coniglio contro la PPA1 umana (pirofosfatasi inorganica). Validato per Western blot ed ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio del metabolismo dei fosfati e delle vie di segnalazione JNK nella ricerca e nello sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PPA1 Rabbit pAb
Note/alias	PP; PP1; IOPPP; HEL-S-66p; SID6-8061; PPA1
Specie	Umana
GeneID (umano)	5464
GeneID	5464
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-289 della PPA1 umana (NP_066952.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q15181
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio