


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ppan Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nq55

Numero articolo: CM0029719



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targetizza la PPAN umana (omologo del soppressore di SWI4 1, proteina 3 contenente il dominio Brix). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per la ricerca sulla crescita cellulare e sul nucleolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PPAN Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SSF; SSF1; SSF2; BXDC3; SSF-1; PPAN
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	56342
ID gene	56342
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 della PPAN umana (NP_064615.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9NQ55
Peso proteico	53 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio