


Anticorpo Policlonale Anti-Ppap2A Per Wb, Elisa - O14494

Numero articolo: CM0030161



introduzione

Il pAb rabbit PPAP2A bersaglia la fosfolipide fosfatasi 1 umana (LPP1/PAP2a). Convalidato per WB e ELISA; reagisce con uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dei fosfolipidi e sulle fosfatasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PPAP2A Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	LPP1; PAP2; LLP1a; PAP-2a; PPAP2A
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	8611
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della PPAP2A umana (NP_003702.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O14494
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio