


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ppar $\alpha$ Per Wb Ed Elisa - Q07869

Numero articolo: CM0011647



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PPAR $\alpha$  di alta qualità, validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con PPAR $\alpha$  umano, murino e di ratto. Ideale per lo studio del metabolismo lipidico, della proliferazione dei perossisomi e delle vie di segnalazione dei recettori nucleari.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb di coniglio anti-PPAR $\alpha$                       |
| Note/alias          | PPAR; NR1C1; hPPAR; PPARAlpha; PPAR-alpha; PPAR $\alpha$ |
| Specie              | Umano                                                    |
| GeneID (umano)      | 5465                                                     |
| GeneID              | 5465                                                     |
| Immunogeno          | Peptide sintetico                                        |
| Origine             | Coniglio                                                 |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                    |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                |
| Reattività crociata | Topo, ratto                                              |
| SWISS               | Q07869                                                   |
| Peso della proteina | 52 kDa                                                   |
| Spedizione          | Sacca refrigerante                                       |