


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ppara Per Wb - Q07869

Numero articolo: CM0019605



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al PPARA umano, validato per Western blot. Reagisce incrociato con il mouse. Strumento essenziale per la ricerca sul metabolismo lipidico e sui recettori nucleari che coinvolge PPAR α .

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PPARA Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PPAR; NR1C1; hPPAR; PPARalpha; PPARA
Specie	Umano
Gene ID	5465
Immunogeno	Peptide Sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 201-300 del PPARA umano (NP_001001928.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	Q07869
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio