

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ppary Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - P37231

Numero articolo: CM0013399



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PPAR γ validato per IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con specie umana, murina e ratto. Target: il recettore nucleare PPAR γ , un regolatore chiave dell'adipogenesi, del metabolismo e dell'infiammazione. Ideale per la ricerca sulle malattie metaboliche e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb PPAR γ di coniglio
Note/Alias	GLM1; CIMT1; NR1C3; PPARG1; PPARG2; PPARG5; PPARGgamma; PPAR γ
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5468
GeneID	5468
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 del PPAR γ umano (NP_056953.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P37231
Peso della proteina	58 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante