

Anticorpo Policlonale Anti-Ppat Per Wb, If/Icc, Elisa - Q06203

Numero articolo: CM0028408

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PPAT per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce PPAT umano (glutamina PRPP amidotransferasi), reagisce in modo crociato con topo e ratto. ~57 kDa, ideale per studi sulla biosintesi delle purine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PPAT Rabbit pAb
Note/Alias	GPAT; PRAT; ATASE; PPAT
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5471
GenelD	5471
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di PPAT umano (NP_002694.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q06203
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio