


Anticorpo Monoclonale Anti-Ppcs Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hab8

Numero articolo: CM0002927



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PPCS umano (Phosphopantothentate--cysteine ligase), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Essenziale per lo studio della biosintesi del coenzima A a partire dalla vitamina B5.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PPCS Rabbit mAb
Note/Alias	CMD2C; PPCS
Specie	Umano
GeneID (umano)	79717
GeneID	79717
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 212-311 di PPCS umano (Q9HAB8).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9HAB8
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio