


Anticorpo Policlonale Anti-Ppfia1 Per Wb, Elisa - Q13136

Numero articolo: CM0013071



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-PPFIA1 per Western blotting (WB) e ELISA. Validato su campioni umani, rileva la liprina-alfa-1 (UniProt Q13136, 136kDa) per ricerche sull'adesione cellulare e sulla segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	PPFIA1 Coniglio pAb
Note/Alias	LIP1; LIP.1; LIPRIN; PPFIA1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8500
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 660-800 della PPFIA1 umana (NP_003617.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q13136
Peso proteico	136kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio