

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ppfibp1 Per Wb, Elisa - Q86W92

Numero articolo: CM0019425

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PPFIBP1 umano (liprina-beta-1) per Western blot ed ELISA. Validato in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sull'adesione cellulare e sui disturbi neurologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PPFIBP1 Rabbit pAb
Note/Alias	L2; SGT2; hSGT2; hSgt2p; NEDSMBA; PPFIBP1
Specie	Umano
ID gene (umano)	8496
ID gene	8496
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 846-1005 della PPFIBP1 umana (NP_003613.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q86W92
Peso della proteina	114 kDa
Spedizione	Borsa con ghiaccio