


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pphln1 Per Wb Ed Elisa - Q8Ney8

Numero articolo: CM0024552



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PPHLN1 umano (Periphilin-1, CR, HSPC206, HSPC232). Validato per WB ed ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Ideale per studi sul complesso HUSH e sul silenziamento epigenetico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PPHLN1 Rabbit pAb
Note/Alias	CR, HSPC206, HSPC232, PPHLN1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	51535
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 195-255 di PPHLN1 umano (NP_958846.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NEY8
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio