

Anti-Ppia Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - P62937

Numero articolo: CM0016656



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting alla PPIA umana (Ciclofilina A). Validato per WB ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Utile per studiare il ripiegamento proteico, l'infiammazione, l'apoptosi e i meccanismi di infezione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PPIA Coniglio pAb
Note/Alias	CYPA; CYPH; HEL-S-69p; PPIA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5478
GeneID	5478
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza allamenoacidi 100-165 della PPIA umana (NP_066953.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62937
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio