

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ppie Per Wb, Ip, Elisa - Q9Unp9

Numero articolo: CM0026161



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-PPIE di alta qualità convalidato per WB, IP, ELISA. Reagisce con umano e topo. Peptidil-prolil cis-trans isomerasi E coinvolta nello splicing del pre-mRNA e nell'isomerizzazione della prolina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PPIE Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CYP33, CYP-33, PPIE
Specie	Umano
GeneID (umano)	10450
GeneID	10450
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-301 di PPIE umana (NP_006103.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9UNP9
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio