


Anticorpo Policlonale Anti-Ppif (Ciclofilina D) Per Wb Ed Elisa - P30405

Numero articolo: CM0027246



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PPIF umano (Ciclofilina D), validato per Western blotting (WB) ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per la ricerca sul poro di transizione della permeabilità mitocondriale e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PPIF Rabbit pAb
Note/Alias	CYP3, CypD, CyP-M, Cyp-D
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10105
GeneID	10105
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-207 di PPIF umano (NP_005720.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P30405
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio