


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ppif Per Wb E Elisa - P30405

Numero articolo: CM0030568



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PPIF umano (Ciclofilina D), adatto per Western blot e ELISA, con reattività crociata con topo e ratto. Bersaglia la proteina della matrice mitocondriale coinvolta nella regolazione del poro di transizione della permeabilità e nell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PPIF Rabbit pAb
Note / Alias	CYP3; CypD; CyP-M; Cyp-D; PPIF
Specie	Uomo
GeneID (umano)	10105
GeneID	10105
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-207 di PPIF umano (NP_005720.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P30405
Peso proteico	22 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio