

Anticorpo Monoclonale Anti-Ppm1A Per Wb, Elisa - P35813

Numero articolo: CM0002212



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-PPM1A di coniglio convalidato per applicazioni WB ed ELISA, che riconosce la proteina umana PPM1A/PP2C-alfa, una fosfatasi coinvolta nelle vie di segnalazione TGF-beta e NF-kB. Adatto per attività di ricerca e sviluppo di diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PPM1A Rabbit mAb
Note/Alias	PP2CA; PP2Calpha; PP2C-ALPHA; PPM1A
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	5494
GeneID	5494
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-382 della PPM1A umana (NP_066283.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P35813
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio