

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ppm1A Per Wb, If/Icc, Elisa - P35813

Numero articolo: CM0025879



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PPM1A per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Rileva PPM1A (PP2C α , 42 kDa) di origine umana, mouse e ratto. Ideale per studi di segnalazione TGF-beta e NF-kB.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PPM1A Rabbit pAb
Note/Alias	PP2CA; PP2Calpha; PP2C-ALPHA; PPM1A
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	5494
GeneID	5494
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 161-370 della PPM1A umana (NP_005029.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	P35813
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio